

DEWAN-20 TESZTER

kolorimetriás teszter a Dewan-20 és a pH-érték mérésére



A **DEWAN®-20** koncentráció és a pH-érték mérésére.
A paraméterek külön is mérhetőek.

Mérési tartomány:

DEWAN-20 (O₂): 0,0-10,0

pH: 6,8-8,2

Skála osztása:

DEWAN-20 (O₂): 0,0 – 1,5 – 3,0 – 4,5 – 6,0 – 8,0 – 10,0

pH: 6,8 – 7,0 – 7,2 – 7,4 – 7,6 – 7,8 – 8,2

Ideális értékek medencevíz esetén:

DEWAN-20 (O₂): 3-5 mg/l

pH: 7,2-7,4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. A mérőedényt a medencevízbe merítve jelig töltjük
2. A baloldali vízoszlopa **1 db phenolred tablettát** teszünk
3. A jobboldali vízoszlopba **1 db DPD 4 tablettát** teszünk
4. A mérőedényt lefedjük és a tabletták oldódásáig rázogattjuk
5. A baloldali pH-vízoszlop színének a skálához hasonlításával leolvassuk a pH-értéket
6. A jobboldali O₂-vízoszlop színének a skálához hasonlításával leolvassuk a DEWAN-20 koncentrációt

A KÉSZLET TARTALMA:

- 20 db PHENOLRED rapid tableta – pH méréséhez
- 20 db DPD 4 tableta – DEWAN-20 méréséhez
- kolorimetriás mérőedény
- használati utasítás

A tabletták igény szerint pótolhatóak.